



Sie finden uns direkt an der B42, Abfahrt Lahnstein Nord.

JAEGER orthopädie

...EINFACH BESSER LAUFEN!

56112 Lahnstein
Hermsdorfer Straße 3
Telefon 0 26 21-6 23 40
E-Mail info@ortho-jaeger.de

Filiale Oberlahnstein:
Burgstraße 31
Telefon 0 26 21-9 41 60
E-Mail info@jaeger-ola.de

YouTube facebook jameda
Deutschlands größte Arztempfehlung

www.ortho-jaeger.de

WIR MÖCHTEN DA ETWAS RICHTIG STELLEN.

Die Bezeichnung „Orthese“ kommt aus dem griechischen „ORTHOS“ und bedeutet „gerade“ oder „richtig stellen“.

Kleinorthesen sind wahre Wunderwerke. Die Möglichkeiten der Anwendung erstrecken sich fast auf den ganzen Fuß. Das von uns verwendete, spezielle Silikon ist zudem frei von Zinkoxiden und daher vollkommen reizfrei auf Ihrer Haut.

Die Jaeger Orthopädie bietet allen Patienten und Patientinnen auf Kleinorthesen eine 100% Passformgarantie und Reparatur oder Ersatz bei Beschädigung.



LEBEN HEISST, AUCH IM REGEN ZU TANZEN.



- Orthopädische Maßeinlagen
- Orthopädische Schuhkorrekturen
- Maßschuhe auf höchstem Niveau
- Maßeinlagen und Zurichtungen für zugelassene Sicherheitsschuhe*
- Prothesen - Orthesen - Kleinorthesen
- Bandagen
- Kompressionstherapie
- Diabetikerberatung
- Lymphologische Beratung
- Bequem- und Verbandsschuhe
- Sanitätsartikel
- Bewegungsanalysen
- Rücken-Scan
- Pedobarografie
- 24 Std.-Service (Anfertigung von Maßeinlagen)
- Verkehrsgünstige Lage
- 30 kostenfreie Parkplätze vor der Tür
- Barrierefreie Zonen



WENN BEI DIR SO MANCHES SCHIEF LÄUFT, HELFEN WIR DIR AUF DEN GERADEN WEG.



JAEGER orthopädie

...EINFACH BESSER LAUFEN!

www.ortho-jaeger.de

WIE DER MENSCH LÄUFT, SO GEHT ES IHM.

Was ist eine Kleinorthese?

Kleinorthesen sind wahre Wunderwerke. Aus einem speziellen Silikon angefertigt, sind sie von höchster Elastizität, extrem reißfest, reizfrei und werden sowohl zum Druck- und Reibungsschutz als auch zur Korrektur von Hammer- und Krallenzehen eingesetzt. Je nach Erkrankung oder Verformung spricht man von Zehen-, Zehenstreck-, Hammerzehen-Korrektur- oder auch Fußersatz-Orthese. Kleinorthesen können in einem Serienschuh oder in einem Bequemschuh getragen werden.

Wir helfen Ihnen wieder auf die Füße:
TELEFON 0 26 21 -6 23 40


JAEGER
orthopädie



Das Beispiel zeigt eine maßangefertigte Orthese, die druckentlastend und korrigierend wirkt und problemlos in einem Bequemschuh getragen werden kann.

Die 6 Schritte zur maßangefertigten Kleinorthese:

- 1 Inspektion Ihrer Füße
- 2 Anamnese (Blutgerinnungsstörungen, Allergien, Diabetes)
- 3 Pedografie
- 4 Rezeptempfehlung für den behandelnden Arzt
- 5 Anmodellierung der Orthese
- 6 Nach 7-10 Tagen Prüfung des Sitzes und Auslieferung der Orthese



Orthesen werden z. B. dazu benutzt, verformte Zehen (Krallen-, Hammer-, Reiterzehen) oder eine andere Schiefstellung zu korrigieren.

Einsatzgebiete einer Orthese

- **Reibungs- und Druckschutz** bei Hühneraugen und Verhornungen
- **Zehenhauben und Zehenzwischenpolster** bei Fußdeformitäten, Hammer- oder Krallenzehen
- **Abpolsterung** bei Druckstellen
- **Schutz** bei Ballenproblemen und Hallux Valgus
- **Vorfußpolster** gegen Schmerzen im Vorfußbereich
- **Zehenspreizer** bei engstehenden Zehen
- **Zehenrichter** zur Korrektur der Zehenhaltung
- **Zehenschutzpflaster** als Wund und Druckschutz
- **Zehenersatz** nach Amputation

Bei stärkeren Fußdeformitäten empfehlen wir Ihnen das Tragen von orthopädischen Einlagen.

Kleinorthesen zeichnen sich durch hohen Tragekomfort und lange Lebensdauer aus. Bei sachgemäßem Umgang beträgt die Lebensdauer bei ca. 1 Jahr. Damit sich der Fuß an die Orthese gewöhnen kann, empfehlen wir zu Beginn eine stundenweise Tragedauer.

Die Reinigung erfolgt mit Flüssigseife oder Shampoo. Danach die Orthese gut trocknen lassen (nicht auf die Heizung legen) und hin und wieder mit Talkum einpudern.

KOSTENÜBERNAHME:

Grundsätzlich übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen den größten Teil der anfallenden Kosten. Der Eigenanteil für eine Kleinorthese beträgt derzeit 10,- €. Wichtig: Es gilt eine eingeschränkte Versorgung bei Diabetes mellitus ! Wenn Sie noch offene Fragen zu diesem Thema haben, sprechen Sie mit uns:
TELEFON 0 26 21 -6 23 40

